



# Aplicaciones Médicas

# Aplicaciones Médicas

## SERIE DE JERINGAS DESECHABLES



### Jeringa desechable de tres partes Luer Slip sin aguja

- Código de artículo: CMSSxx
- Tamaño: 1ml, 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml



### Jeringa desechable de tres partes Luer Slip con aguja

- Código de artículo: CMSSxxGx
- Tamaño: 1ml, 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml

# Aplicaciones Médicas

## Jeringa de insulina

- Código de artículo: CMSI
- Tamaño: 0,3 ml, 0,5 ml, 1 ml (U-100/U-40)
- Tamaño fijo de la aguja: 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 31 g, 32 g
- Longitud fija de la aguja: 6 mm, 8 mm, 13 mm



## Irrigation Syringe

- Item Code: CMSC
- Size: 20ml, 30ml, 50ml, 60ml, 100ml, 120ml, 150ml, 200ml, 250ml, 300ml, 350ml, 500ml
- 50ml/60ml with bulb
- 100ml with ring



## Jeringa bomba


- Código de artículo: CMSP
- Tamaño: 50/60ml



# Aplicaciones Médicas

Jeringa de seguridad con retráctil  
aguja (manualmente)

- Código de artículo: CMSA
- Tamaño: 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml
- Aguja hipodérmica simple disponible
- Aguja ser retráctil en el barril y bloqueado después de su uso




Jeringa de desactivación automática

- Código de artículo: CMSAD
- Tamaño: 0,05 ml, 0,1 ml, 0,3 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2/3 ml, 5 ml, 10 ml
- Aguja hipodérmica simple disponible
- El émbolo se bloquea en el barril después de usar



Jeringa Veterinaria

- Código de artículo: CMSV
- Tamaño: 5 ml, 8 ml, 10 ml, 13 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml
- Uso principal: 1. Jeringa para mastitis de vaca  
2. Jeringa antiparasitaria para cabras y ovejas  
3. Jeringa de pasta oral para caballo  
4. Jeringa de alimentación para suplementar terneros  
5. Jeringa de gel insecticida



# Aplicaciones Médicas

## SERIE DE JERINGA ORAL / ENTERAL

### Jeringa oral/enteral con adaptador

Código del artículo: CMOSA

Tamaño: 1ml, 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml

- Punta no luer, no se puede colocar con agujas hipodérmicas
- látex o libre de látex, PP de grado médico
- Cilindro transparente, émbolo de color.
- Con adaptador transparente para biberón, ajustando el biberón
- identificación del cuello 14 mm ~ 24 mm



### Jeringa Oral / Enteral FEMALE

Bloqueo Luer inverso

• Código de artículo: CMOSLL

• Tamaño: 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml

• Característica: jeringa Enfit, alta transparencia, precisa y clara marca de escala



### Jeringa Oral / Enteral FEMALE

Bloqueo Luer inverso

• Código de artículo: CMOSLL

• Tamaño: 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml

• Característica: jeringa Enfit, alta transparencia, precisa y clara marca de escala





# Aplicaciones Médicas

Jeringa oral (punta Luer Slip) con tubo dispensador

- Código de artículo: CMOSDT(LS)
- Tamaño: 1ml, 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml
- Punta Luer
- Con tapa protectora y tubo dispensador



Jeringa oral (dos partes) con adaptador

- Código de artículo: CMOS-1
- Tamaño: 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml
- Punta Luer
- Con adaptador que se ajusta al cuello de la botella ID 18 mm ~ 22 mm



# Aplicaciones Médicas

## SERIE DE JUEGOS DE INFUSIÓN



### Disposable Infusion Set with Latex Connector

- Item Code: CMIF-1
- Type: Luer slip or luer lock
- Material: Medical grade PVC
- Specification:
  1. Drip chamber with air vent
  2. Medical grade PVC tube, 120~180mm
  3. Rubber drug-adding port
  4. Polybag or blister packing
  5. With hypodermic needle or with scalp vein set
  6. Drip chamber: 48mm or 54mm, 20 drips / 1ml for adult; 60 drips / 1ml for pediatric
  7. Gravity use only

# Aplicaciones Médicas



## Equipo de infusión desechable con conector en Y

- Código de artículo: CMIF-2
- Tipo: Luer slip o luer lock
- Material: PVC de grado médico
- Especificación:
  1. Cámara de goteo con salida de aire
  2. Tubo de PVC de grado médico, 120~180 mm
  3. Puerto de adición de drogas Y
  4. Bolsa de plástico o blister
  5. Con aguja hipodérmica o con conjunto de venas del cuero cabelludo
  6. Cámara de goteo: 48 mm o 54 mm, 20 gotas / 1 ml para adultos; 60 gotas / 1ml para pediátrico
  7. Solo uso por gravedad



# Aplicaciones Médicas




## Equipo de infusión de bureta

- Código de artículo: CMIFB
- Tamaño: 100 ml, 150 ml
- 60 gotas =  $1 \pm 0,1$  ml
- Material: PVC o PETG de grado médico




# Aplicaciones Médicas



## Conjunto de transfusión de sangre

- Código de artículo: CMBT
- Detalles del producto: Spike con o sin salida de aire
- Pinza de rodillo ABS o PP
- Bombilla de látex o conector Y
- Conector luer slip o luer lock
- Aproximadamente 20 gotas/ml.
- Con filtro de 200 micras y aguja hipodérmica de 18 G



## Set de infusión para bomba

- Código de artículo: CMIP
- Material: PVC de grado médico
- Especificación: 1. Cámara pequeña/grande con salida de aire
- 2. Tubo de PVC de grado médico, 120~180 mm
- 3. Bolsa de plástico o blister
- 4. Cámara de goteo: 48 mm o 54 mm, 20 gotas / 1 ml
- 5. Se puede usar con la bomba

# Aplicaciones Médicas

## SERIE AGUJA



Aguja hipodermica

- Código del artículo: CMHN
- Tamaño: 16G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G/23G/24G/25G/26G/27G/ 28G/29G/30G

Size		Color		Length					
OD(mm)	Gauge	Color & Code		1/2" (13mm)	5/8" (15mm)	3/4" (20mm)	1" (25mm)	1 1/4" (32mm)	1 1/2" (38mm)
0.3	30G		Light yellow	√					
0.33	29G		Red	√					
0.36	28G		Blue-green	√					
0.4	27G		Grey	√					
0.45	26G		Brown	√	√				
0.5	25G		Orange		√	√	√		
0.55	24G		Purple			√	√		
0.6	23G		Blue				√	√	√
0.7	22G		Black				√	√	√
0.8	21G		Green				√	√	√
0.9	20G		Yellow				√		
1.1	19G		Beige				√		
1.2	18G		Pink				√		√
1.6	16G		White						√

# Aplicaciones Médicas



## Juego de venas del cuero cabelludo

- Código de artículo: CMIV
- Tamaño: 16G / 17G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G / 23G/24G/25G/26G/27G
- Luer-slip o luer-lock
- Las alas de mariposa pueden mejorar el manejo y apego a la piel



## IV Aguja

- Código de artículo: CMCI-2
- Tamaño: 14G/16G/18G/20G/22G/24G/26G



## aguja espinal

- Código de artículo: CMSN
- Bisel Quincke y punta de lápiz
- Tamaño: 18G/19G/20G/21G/22G/23G/24G/25G/26G/27G
- Especificación: 90 mm



## Agujas Especiales

- Código de artículo: CMSNS



## Aguja de extracción de sangre con alas

- Código de artículo: CMBC
- Tamaño: 20G/21G/22G/23G

# Aplicaciones Médicas

## SERIE DE CONTENEDORES PARA ORINA / HECES



### Vaso / Recipiente para Orina

- Código del artículo: CMUC
- Especificación: 30 ml, 40 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml
- estéril o no estéril
- Con o sin etiqueta



### Taburete Taza / Recipiente con Cuchara

- Código de artículo: CMSC-1
- Especificación: 30 ml, 40 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml
- estéril o no estéril
- Con o sin etiqueta



### Contenedor de muestras

- Código de artículo: CMSC-2
- Especificación: 40 ml, 60 ml, 90 ml
- estéril o no estéril
- Con o sin etiqueta



### Recolector de orina al vacío - Taza de recolección de orina

- Código de artículo: CMUB-3
- Tamaño: 100 ml, 120 ml
- Recolección segura de orina para ECBU con el tubo vacío

# Aplicaciones Médicas



## Bolsa de drenaje de orina

- Código de artículo: CMUB
- Tamaño: 500 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml
- Tipo: sin salida (CMUB-1)  
con válvula pull-push (CMUB-2)  
con válvula de tornillo (CMUB-3)  
con válvula T/cruz (CMUB-4)  
Bolsa de pierna 500ml (CMUB-5)



CMUB-1



CMUB-2



CMUB-3



CMUB-4



CMUB-5





# Aplicaciones Médicas

## Serie de Máscaras



### Mascarilla nebulizadora

Código artículo: CMNM

Características:

- Hecho de PVC médico
- Sin pinza para la nariz, forma ajustada a la cara
- Concentración media
- Conector flexible, rotación de 360°, más cómodo de usar
- Disponible con tubo antiaplastamiento de 2 m
- Vaso nebulizador de 6 cc o 10 cc



### Máscara de oxígeno

Código artículo: CMOM

Características:

- Diseño de imitación del cuerpo humano, hace un buen ajuste con la barbilla y una buena hermeticidad
- PVC de grado médico transparente y claro para la comodidad del paciente y Evaluación visual
- Pinza nasal ajustable que puede ser opcional asegura un ajuste cómodo
- Disponible con máscara de oxígeno sin pinza nasal



### Máscara de oxígeno sin rebreather

(con bolsa de reserva)

Código artículo: CMMR

Características:

feat. Mascarilla con cinta elástica

Clip de nariz ajustable

Con tubería de 2m

Tamaño: XS, S, M, L, L3, XL

Bolsa: 1000ml o 600ml

### Cánula de oxígeno nasal

Código artículo: CMNOC

Características:

- Tamaño: adulto, niño, bebé, recién nacido
- Movimiento libre con el tubo, puede trabajar con 15kpa. del flujo de aire
- Disponible con estándar o universal conector, y diferentes longitudes de tubo de oxígeno
- Nariz de doble orificio



### Tubo de conexión de oxígeno

Código artículo: CMOCT

Características:

- Movimiento libre con el tubo, puede trabajar con 15kpa. del flujo de aire
- Coincide con el tubo de luz de estrella de 5 mm, anti-aplastamiento
- Al estar hecho de material completamente nuevo, permite que sea suave, tersa y elástica, sin torsión ni nudo
- Disponible con estándar o universal conector, y diferentes longitudes



# Aplicaciones Médicas

## SERIE DE GUANTES MÉDICOS



### Guante quirúrgico de látex

- Código de artículo: CMGS
- Material: látex natural
- Especificación: 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5
- En polvo y sin polvo
- Paquete: Un par/bolsa, 50 pares por caja



### Guante de examen de látex

- Código de artículo: CMGE
- Material: látex natural
- Especificación: S, M, L, XL
- Grado: AQL1.5, AQL2.5, AQL4.0
- En polvo y sin polvo
- Paquete: 100 piezas por caja



### Guante de examen de nitrilo

- Código del artículo: CMNGE
- Material: nitrilo
- Especificación: S, M, L, XL

## HERNIA MESH SERIES



### Código artículo: CMHM

#### Características:


- Uso de malla médica de polipropileno no tóxico
- El trauma quirúrgico es pequeño, solo se necesita anestesia local y la operación es conveniente
- Después de colocar el tapón de malla en el área del defecto de la ingle, puede dispersar efectivamente la presión abdominal
- Se puede cortar adecuadamente de acuerdo con el tamaño del defecto de la hernia
- Puede promover rápidamente la respuesta de los fibroblastos después de la cirugía y crecer en el espacio de la malla para formar un sólido pared de tejido fibroso
- Se puede fijar en el cuerpo humano durante mucho tiempo.

# Aplicaciones Médicas

## COMPONENTES

### Aguja hipodérmica de seguridad desechable

- Tamaño:  
16G/17G/18G/19G/20G/21G/22G/23G/24G/  
25G/26G/27G
- Características:
  1. Funda de seguridad: el mecanismo de seguridad garantiza la seguridad
  2. Cubo estándar: ajuste con conectores luer estándar, garantizar residuos de medicamentos calificados
  3. Cuatro puntos de bloqueo: Totalmente bloqueado, garantiza la seguridad.



### Cámara de goteo

- Longitud: 48 mm / 54 mm



### Tapón combinado

- Apto para luer macho y hembra
- Blíster individual



### Filtro de jeringa

- Material: PVDF hidrófilo
- Tamaño: 0,22  $\mu$ m / 0,45  $\mu$ m
- Diámetro: 13 mm / 25 mm
- Conector: punta Luer




### Conector de látex

- Utilizado con el equipo de infusión
- Material: Caucho




### Conector Y

- Material: PVC



### Regulador de caudal con bocina

- Material: PE



### Adaptador

- Material: PE

# Aplicaciones Médicas

## Vendaje Adhesivo



100X50mm



78X46mm



76X38mm



50X45mm



50X75mm




100X60mm



38X38mm



45X10mm



76X19mm



72X19mm



55X19mm



40X10mm



Ø 22mm



# Aplicaciones Médicas

## Vendaje Adhesivo





# Aplicaciones Médicas


## Vendaje Adhesivo






# Aplicaciones Médicas

## Vendaje Adhesivo



# Aplicaciones Médicas

## Vendaje Adhesivo





## Aplicaciones Médicas

## Vendaje Adhesivo



# Aplicaciones Médicas

## Mascarillas / Kits de vendajes



1



2




3




4



5



6




7




8




9




10



11



12



13



14



### HD-216

Contents:  
1.PBT bandage(large)  
2.PBT bandage(small)  
3.scissors  
4.alcohol pad  
5.non-woven gauze  
6.mouth to mouth mask  
7.cotton stick  
8.PE bandage  
9.safety pins  
10 non-woven tape  
11.bag 13.5x12x4cm  
QTY:100pcs/ctn  
MEAS:51x42x40cm

1roll  
1roll  
1pc  
2pcs  
1pc  
1pc  
10pcs  
6pcs  
2pcs  
1roll



### HD-091

Contents:  
1.Alcohol pad  
2.PBT bandage  
3.Orange scissors  
4.Tweezers  
5.Adhesive plaster  
6.PVC gloves  
7.Triangle bandage  
8.Whistle  
9.Safety pins  
10.Cotton stick  
11.Butterfly bandage  
12.First aid blanket  
13.PVC bandage  
14.Bag 16x15.5x2.5cm  
QTY: 72pcs/ctn  
MEAS:47x47x30

2pcs  
1roll  
1pc  
1pc  
1roll  
1pair  
1set  
1pc  
2set  
1set  
2pcs  
1set  
2pcs  
1pc



### HD-218

Contents:  
1.cotton wool ball  
2.non-sterile gauze pads  
3.ABD pads  
4.tweezers  
5.non-woven tape  
6.gauze bandage  
7.orange scissors  
8.vinyl gloves  
9.cotton stick  
10.povidone-iodine pad  
11.soap towelette  
12.bzk antiseptic swab  
13.non-woven gauze  
14.non-adherent pad  
15.triangle bandage  
16.PE bandage  
17.PE bandage  
18.butterfly bandage(large)  
19.butterfly bandage(small)  
20.butterfly bandage(middle)  
21.reflective clothing  
22.bag 21x18x8cm  
QTY:20PC/CTN  
MEAS:42x36x42CM

1pc  
1pc  
1pc  
1pc  
1roll  
1roll  
1pc  
1pair  
10pcs  
6pcs  
6pcs  
6pcs  
3pcs  
2pcs  
1pc  
50pcs  
20pcs  
2pcs  
2pcs  
1pc  
1pc







# Aplicaciones Médicas

## Mascarillas



# Aplicaciones Médicas

## Mascarillas







## Salud | Aplicaciones Médicas

Otro producto de:



### Dirección Comercial

Av. Francisco de Miranda  
Centro Seguro la Paz, Piso 8.  
California Norte, Caracas 1090  
Dpto. Capital. Venezuela

### Centro de Distribución Zona Central Distrito Capital

Av. Fuerza Armadas, Fuerte Tiuna Sur,  
Galpón de Producción de SEDEFANB  
El Valle, Caracas 1090  
Dpto. Capital. Venezuela

### Centro de Distribución Zona Oriente

Avenida Andres Eloy Blanco  
Zona Industrial Caserta  
Galpones 01 al 12 - Cumaná 6101  
Edo. Sucre - Venezuela

[info@procurasiglo21.com](mailto:info@procurasiglo21.com)

[procurasiglo21@gmail.com](mailto:procurasiglo21@gmail.com)

Caracas: Master +58 212 8232335

Cumaná: Master +58 293-431.7220

WA Business: +58 424 8347838

PROCURASIGLO21.COM



# SEDEFANB